

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces)
Ficha Técnica

A rapid one step test for the qualitative detection of Helicobacter pylori (H. pylori) antigens in human feces.
Para uso profesional de diagnóstico in vitro solamente.

USO INDICADO

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa del antígeno de H. pylori en muestras de heces humanas como ayuda en el diagnóstico de infección de H. pylori.

SUMARIO

El H. pylori es una bacteria pequeña de forma espiral, que vive en la superficie del estómago y del duodeno. Está implicada en la etiología de una variedad de enfermedades gastrointestinales, que incluyen las úlceras duodenales y gástricas, dispepsia no ulcerosa y gastritis activa y crónica. Los métodos invasivos y no-invasivos se utilizan para el diagnóstico de infecciones de H. pylori en pacientes con síntomas de enfermedades gastrointestinales. Muestras dependientes y métodos de diagnósticos invasivos costosos incluyen biopsias gástricas y duodenales seguidas de exámenes de ureasa, (presuntivo) cultivos y/o coloraciones histológicas. Una aproximación común al diagnóstico de la infección de H. pylori es la identificación serológica de anticuerpos específicos en pacientes infectados. La principal limitación de exámenes serológicos es la incapacidad de distinguir entre infecciones actuales y pasadas. Los anticuerpos pueden permanecer presentes en el suero del paciente bastante tiempo después de la erradicación de los organismos. Estudios han demostrado que más del 90% de pacientes con úlcera duodenal y 80% de pacientes con úlcera gástrica están infectados con H. pylori. El examen de HpSA (H. pylori Stool Antigen, Antígeno de Excrementos) está ganando popularidad para el diagnóstico de la infección de H. pylori y también para el monitoreo de la eficacia del tratamiento de la infección de H. pylori.

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de H. pylori en muestras de heces humanas, obteniendo los resultados en 10 minutos. El examen utiliza anticuerpos específicos para antígenos de H. pylori para selectivamente detectar antígenos de H. pylori en muestras de heces humanas.

PRINCIPIO

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de H. pylori en muestras de heces humanas. La membrana es precubierta con un anticuerpo anti-H. pylori en la banda de la región de la prueba. Durante la prueba, el espécimen reacciona con partículas cubiertas con anticuerpo anti-H. pylori. La mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográfica a medida que el capilar para reaccionar con el anticuerpo de la prueba y genera una línea coloreada. La presencia de una línea coloreada en la banda de la región de la prueba indica un resultado positivo mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para servir como un procesamiento de línea coloreada siempre aparecerá en la banda de control, indicando que un volumen apropiado del espécimen ha sido incluido y que la reacción de la membrana ha ocurrido.

REACTIVOS

El examen contiene partículas recubiertas de anticuerpo de anti-H. pylori y anticuerpo de anti-H. pylori recubierto en la membrana.

PRECAUTIONS

- Para Diagnóstico profesional in vitro únicamente. No usar la prueba después de la fecha de expiración.
- La prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso.
- No coma, beba o fume en el área donde el espécimen o los kits son manipulados.
- Maneje los especímenes como si estuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra cualquier daño microbiológico durante la prueba y siga los procedimientos estándares para un buen descarte de los especímenes.
- Use vestimenta protectora como mandiles de laboratorios, guantes descartables, protección para los ojos mientras los especímenes son examinados.
- La prueba, una vez utilizada, debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.
- La humedad y temperatura pueden afectar los resultados adversamente.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene como viene empacado en el sobre sellado ya sea a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). El dispositivo de cassette de la prueba es estable hasta su fecha de expiración impresa en el sobre sellado. El dispositivo o cassette de la prueba debe permanecer en su sobre sellado hasta su uso. NO CONGELAR. No utilizar la prueba después de la fecha de expiración

COLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

- Las muestras de heces deben ser colectadas en un recipiente a prueba de agua, limpio, seco que no contenga detergentes, preservativos o medios de cultivo.
- Los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de usarlos.
- If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with federal regulations covering the transportation of etiologic agents.

MATERIALES

Materiales Suministrados	
• Tubos de colección de espécimen con buffer de extracción	
Materiales Requeridos no Suministrados	
• Envases de colección de espécimen	• Puntas de pipeta y desechables (opcional)
• Centrifugador	• Temporizador
	• Goteros

DIRECCIONES PARA SU USO

Deje que la placa, la muestra, buffer y/o los controles alcancen una temperatura estable (15-30°C) antes de la prueba.

- Para coleccionar muestras fecales: Coleccione suficiente cantidad de heces (1-2 mL o 1-2 g) en un envase colector de muestras limpio y seco para obtener una cantidad importante de antígenos (si estuviesen presentes). Los mejores resultados se obtienen si el examen se realiza en las 6 horas siguientes a la colección de la muestra. Las muestras colectadas pueden ser almacenadas por 3 días a temperatura de 2-8°C si no han sido examinadas durante las 6 primeras horas. Para almacenar por largo tiempo, las muestras deben mantenerse a una temperatura menor a -20°C.
- Para procesar muestras fecales:
 - Para Muestras Sólidas: Desenrosque la tapa del tubo colector de la muestra, luego al azar clave el aplicador dentro de la muestra fecal en al menos 3 sitios diferentes para coleccionar aproximadamente 50 mg de heces (equivalente a 1/4 de guisante). No sacuda la muestra fecal.
 - Para Muestras Líquidas: Sostenga el gotero verticalmente, aspire la muestra fecal, y luego transfiera aproximadamente 80 µL dentro del tubo colector de la muestra que contiene el buffer de extracción. Apriete la tapa en el tubo de recogida de muestras, luego agite vigorosamente el tubo de recogida de muestras para mezclar la muestra y el tampón de extracción. Deje el tubo solo por 2 minutos.
- Antes de abrir el sobre éste debe encontrarse a temperatura ambiente. Remueva la placa del sobre laminado y úselo tan pronto sea posible. Los mejores resultados se obtienen cuando el examen se realiza inmediatamente después de abrirse el sobre laminado.
- Sostenga el tubo colector hacia arriba y rompa la punta del tubo colector de la muestra. Invierta el tubo colector de la muestra y transfiera 2 gotas completas de la muestra extraída (aproximadamente 80 µL) al pozo de la muestra (S) de la placa del examen, luego empiece a cronometrar. Evite atrapar burbujas en el pozo de la muestra (S). Observe la ilustración de abajo.
- Espera hasta que las líneas coloreadas aparezcan. Lea los resultados a los 10 minutos después de haber dispensado las gotas de la muestra. No lea resultados después de 20 minutos. Nota: Si la muestra no migra (presencia de partículas) centrifúguela la muestra diluida que contiene el vial del buffer de extracción. Colecte 80 µL de supernadante, dispénselo en el pozo de la muestra (S) de una nueva placa de examen y comience nuevamente siguiendo las instrucciones mencionadas arriba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS


(Consultar la figura anterior)

POSITIVO: Dos líneas coloreadas aparecen. Una línea debe estar en la banda de región de control (C) y otra línea debe estar en la banda de la región de la prueba (T).

***NOTA:** La intensidad del color de la banda de la región de la prueba (T) puede variar dependiendo de la concentración de la H. pylori presente en el espécimen. Por lo tanto cualquier tonalidad del color en la región de la prueba (T) debe ser considerado positivo.

NEGATIVO: Una línea coloreada aparece en la banda de control de la región (C). Ningún color aparente aparece en la banda de la región de la prueba (T).

NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Volumen insuficiente del espécimen o técnicas procesales incorrectas son las razones más frecuentes para que el control de la línea no aparezca. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo, si el problema persiste, descontinúe el uso del kit inmediatamente y contacte a su distribuidor local.



CONTROL DE CALIDAD

Un proceso de control está incluido en la prueba. Una línea coloreada que aparece en la banda de la región de control (C) es considerada un procedimiento de control interno. Confirma el uso de volumen suficiente de espécimen, y una adecuada reacción de la membrana y técnicas procesales correctas. Estándares de control no son proporcionados con este kit, sin embargo se recomiendan controles positivos y negativos para ser usados con la prueba como una buena práctica de laboratorio y para verificar un buen rendimiento de ella.

LIMITACIONES

- La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) es para uso diagnóstico in vitro únicamente. El examen debe ser usado para la detección de H. pylori en muestras de heces humanas únicamente. Ni el valor cuantitativo ni la proporción del incremento en la concentración de H. pylori pueden ser determinadas por esta prueba cualitativa.
- La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) solo indica la presencia de H. pylori en la muestra y no debe ser usada como el único criterio para la confirmación de que el H. pylori sea el agente etiológico de la diarrea.
- Como todas las pruebas de diagnóstico los resultados deben ser interpretados conjuntamente con otra información clínica que esté al alcance del médico.
- Si el resultado de la prueba resulta negativo y los síntomas clínicos persisten, exámenes adicionales utilizando otros métodos clínicos son recomendados. Un resultado negativo en ningún momento excluye la posibilidad de infección de H. pylori con baja concentración de partículas de virus.
- Si siguiendo ciertos tratamientos de antibióticos, la concentración de los antígenos de H. pylori pueden decrecer más allá del nivel de concentración mínima de detección de la prueba. Por lo cual, el diagnóstico se debe hacer cuidadosamente durante la etapa de tratamiento con antibióticos.

EXPECTED VALUES

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) ha sido comparado con métodos de base de Endoscopia, demostrando una exactitud total de 98.6%.

RENDIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS

Sensibilidad Clínica, Especificidad y Exactitud			
La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces)	Resultados	Positivo	Negativo
	Positivo	168	3
	Negativo	2	189
Resultados Totales		170	192

Método	Métodos de Endoscopia de base		Resultados Totales
La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces)	Positivo	Negativo	
	168	3	171
	2	189	191
Resultados Totales		170	362

Sensibilidad Relativa: 98.8% (95%CI*: 95.8%–99.9%);
Especificación Relativa: 98.4% (95%CI*: 95.5%–99.7%);
Exactitud Relativa: 98.6% (95%CI*: 96.8%–99.5%).

Precisión Intra-Ensayo	
Las Intra-corridas de precisión han sido determinadas usando 15 réplicas de cuatro muestras: una negativa, una baja positiva, una mediana positiva y una alta positiva. Las muestras fueron correctamente identificadas >99% de las veces.	
Inter-Ensayo	
Entre-corridas la precisión fue determinada mediante 10 ensayos independientes en las mismas cuatro muestras: una negativa, una baja positiva una mediana positiva y una alta positiva. Las muestras fueron correctamente identificadas >99% de las veces.	

Reacción Cruzada		
La reacción cruzada con los siguientes organismos fue estudiada a 1,0 x 10 ⁹ organismos/ml. Los siguientes organismos fueron encontrados negativos cuando se examinaron con ella Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces):		
Staphylococcus aureus	Proteus mirabilis	Neisseria gonorrhea
Pseudomonas aeruginosa	Acinetobacter spp	Group B Streptococcus
Enterococcus faecalis	Salmonella choleraesuis	Proteus vulgaris
Group C Streptococcus	Gardnerella vaginalis	Enterococcus faecium
Klebsiella pneumoniae	Acinetobacter calcoaceticus	Hemophilus influenzae
Brachyella catarrhalis	E. coli	Neisseria meningitidis
Candida albicans	Chlamydia trachomatis	Rotavirus
Adenovirus	Group A Streptococcus	
Sustancias interferentes		
Las siguientes sustancias posiblemente interferentes se agregaron a muestras HPG negativas y positivas.		
Ácido ascórbico: 20mg / dL	Ácido oxálico: 60mg / dL	Bilirrubina: 100mg / dL
Ácido úrico: 60 mg / dL	Aspirina: 20 mg / dL	Urea: 2000 mg / dL
Glucosa: 2000 mg / dL	Cafeína: 40 mg / dL	Albumina: 2000 mg / dL

BIBLIOGRAPHY

- Marshall, BJ, McGee, DB, Rogers, PAR and Gancy, RG. Pyloric Campylobacter infection and gastroduodenal disease. Med. J. Australia. (1985), 149: 439-444.
- Soll, AH. Pathogenesis of peptic ulcer and implications for therapy. New England J. Med. (1990), 322: 909-916.
- Hazell, SL, et al. Campylobacter pyloridis and gastritis I: Detection of urease as a marker of bacterial colonization and gastritis. Amer. J. Gastroenterology. (1987), 82(4): 292-296.
- Cutler AF. Testing for Helicobacter pylori in clinical practice. Am. J. Med. 1996; 100:35S-41S.
- Anand BS, Raed AK, Malaty HM, et al. Loe point prevalence of peptic ulcer in normal individual with Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 1996;91:1112-1115.

Index of Symbols			
	Atención, vea las instrucciones de uso		Pruebas por kit
	Para in vitro uso diagnóstico solo		Caducidad
	Almacenar entre 2-30°C		Número de lote
	No utilizar si el paquete está dañado		Fabricante
	Representante autorizado		No reutilizar
	# de Catálogo		Consulte las instrucciones de uso

ACRO BIOTECH, Inc.
9500 Seventh Street,
Unit M, Rancho Cucamonga,
CA 91730, U.S.A.

MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster
Germany

Numero: 980500
Fecha de vigencia: 2019-01-14